

Guia de Uso do Usuário Final


Síndrome do X Frágil

1 ACESSO AO SISTEMA

Abra o navegador de sua preferência e acesse o endereço do sistema:

<https://x-frontend-olive.vercel.app/>

Esta página o redirecionará à página de login, que é como segue:




A captura de tela mostra a interface de login do sistema "Triagem X". No topo, há um cabeçalho escuro com o logo "tx" e o texto "Triagem X" e "SISTEMA DE TRIAGEM POPULACIONAL". Abaixo, o formulário de login é dividido em duas seções: "Acesso profissional" e "E-MAIL PROFISSIONAL". A seção "E-MAIL PROFISSIONAL" contém um campo de entrada com o texto "nome@hospital.com". Abaixo, a seção "SENHA" contém um campo de entrada com caracteres ocultos por pontos e um link "Esqueci minha senha". Um botão "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. No rodapé, há uma pequena nota: "Uso restrito a profissionais de saúde."

Nessa página, basta digitar o e-mail e senha atribuídos e estará dentro do sistema.

2 TELA PRINCIPAL

Após ter feito o login, a tela que se abrirá é esta:



Esta é a tela principal. Aqui você terá um “Olá, [seu nome]”. Caso não seja seu nome, é recomendável conversar com o administrador do sistema.

A partir daqui, é possível ir para a aba “Relatórios”, que será mostrada posteriormente e também ver seus pacientes avaliados clicando nos respectivos botões no rodapé da tela. Também é possível criar uma **nova avaliação**, tema da próxima seção.

3 NOVA AVALIAÇÃO

O passo a passo a partir daqui é bem intuitivo. Ao clicar no botão, você será redirecionado para a seguinte página:

A imagem mostra uma interface web de um navegador. No topo, há uma barra de endereço com o URL "x-frontend-olive.vercel.app/cadastro-paciente". Abaixo, uma barra de navegação contém "Olá, Alisson Ayres" e um ícone "AA". O conteúdo principal é dividido em seções:

- PASSO 1 DE 4**
- Informações Pessoais**
- Subtítulo: "Preencha os dados básicos do paciente para iniciar o rastreio da Síndrome de X Frágil."
- NOME COMPLETO**: Campo de texto com placeholder "Digite o nome completo".
- IDADE**: Campo de texto com placeholder "Ex: 8".
- SEXO BIOLÓGICO**: Duas opções de seleção: "Masculino" (com ícone de macho) e "Feminino" (com ícone de fêmea).
- NOME DO RESPONSÁVEL**: Campo de texto com placeholder "Nome do pai, mãe ou tutor".
- Botão: "Ir para Checklist".

A partir daqui, preencha com os dados pedidos do paciente.

As próximas páginas pedirão informações quanto aos sintomas do paciente. Ao clicar em **Ir para o Checklist**, a seguinte página será apresentada:

Olá, Alisson Ayres

PASSO 2 DE 4

Lista de Sintomas

Avalie o presente ou passado nos sintomas abaixo com base na observação clínica e histórico do paciente.

Rafael Lima
29 anos

Comportamento

Avalie sintomas relacionados ao comportamento e interação social.

- ☐ Déficit de atenção
- ☐ Hiperatividade
- ☐ Comportamento agressivo
- ☐ Evitação de contato visual
- ☐ Evitação de contato físico
- ☐ Comportamentos repetitivos

Próxima etapa

Assinale os sintomas que aquele paciente apresentar e clique em **Próxima etapa**.
Haverão outras duas etapas após essa, como nas imagens seguintes:

Olá, Alisson Ayres

PASSO 3 DE 4

Lista de Sintomas

Avalie o presente ou passado nos sintomas abaixo com base na observação clínica e histórico do paciente.


Rafael Lima
29 anos

Cognição


Avalie sintomas relacionados ao aprendizado e desenvolvimento cognitivo.

- ☒ Atraso no desenvolvimento da fala
- ☒ Dificuldade de aprendizagem
- ☐ Deficiência intelectual

Próxima etapa



Ao clicar em **Finalizar Avaliação**, a próxima página será o resultado da avaliação, onde será exibido o *score* do paciente nesta avaliação, recomendação quanto à necessidade da realização do exame molecular e opção de imprimir o relatório em PDF.




A recomendação para realização do exame molecular aparece caso o paciente ultrapasse um certo limiar – uma pontuação que varia a depender do sexo biológico do paciente. Também é possível fazer uma nova avaliação ou **Voltar ao início**.

Esta opção retorna à tela principal. Agora, quanto ao que existe na tela Relatórios.


4 RELATÓRIOS

A partir daqui, o usuário pode rever avaliações feitas no passado e filtrá-las por sexo, faixa etária, período em que foi realizada a avaliação e status (se há suspeita ou não). Com isso, é possível gerar um relatório em PDF (no botão **Exportar dados**) que mostra a incidência de sintomas, filtros aplicados e um resumo quanto ao total de pacientes, o número de suspeitos e o números de baixo risco.




5 PACIENTES

A partir da tela principal, também há um menu Pacientes, que exibe os pacientes avaliados pelo usuário, como na tela indicada:



É possível clicar no paciente para obter mais informações dele. No caso deste paciente cadastrado, ao clicar nele, a tela exibida é o resultado da avaliação realizada:



6 SAIR DA CONTA

Ao terminar suas atividades, o usuário pode sair de sua conta simplesmente ao clicar no ícone que aparece no canto superior direito. Para um usuário cadastrado de nome “Alisson Ayres”, o ícone mostra as letras **AA**.

